



Veterinární kapnografický monitor malé velikosti s nízkou hmotností, jednoduchým a přehledným vzhledem s flexibilní instalací a snadným používáním.

MEMO™ EtCO₂

Veterinární kapnograf



EtCO₂

tenze CO₂ ve vydechovaném vzduchu

RR

rychlost dýchání



> adaptér dýchacích cest pro velká zvířata



> adaptér dýchacích cest pro malá zvířata



EtCO₂ (tenze CQ ve vydechovaném vzduchu	Rozsah: 0 - 99 mmHg 0 - 99 kPa 0 - 10 % Správnost: 0 - 40 mmHg ± 2 mmHg 41 - 99 mmHg, odchylka měření ± 6 % 0 - 5,3 kPa ± kPa ± 0,3 kPa 5,4 - 9,9 kPa, odchylka měření ± 6% Jednotky: mmHg / kPa / 5%
RR (rychlost dýchání) Kapnogram (průběžné monitorování hodnot EtCQ) Alarm	Rozsah: 3- 150 bpm Správnost: ± 1 bpm Dech nebyl detekován Adaptér nebyl detekován Kontrola adaptéru Kalibrace
Provozní podmínky	Teplota: 0- 40 °C Atmosférický tlak: 70 120 kPa Vlhkost– relativní vlhkost (HR): 1095 % (ještě nedochází ke kondenzaci - oblast před rosným bodem)
Baterie	2 AAA (alkalické- 6 hodin nepřetržitý provoz) (lithiové- 10 hodin nepřetržitý provoz)
Připojení	Bluetooth
Rozměry	4,4 x 4,5 x 5,2 cm
Hmotnost	66 g (včetně baterií)
Stupeň ochrany	IP33
Příslušenství	Adaptér dýchacích cest pro malá i velká zvířata